


Anticorps Polyclonal Anti-Nr2E1/TLx Pour Wb, Elisa - Q9Y466

Numéro d'article: CM0025228



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NR2E1/TLX humain (récepteur nucléaire TLX), validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et la souris. Pour l'étude du développement cérébral, de la biologie de la rétine et de la signalisation des récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	NR2E1/TLX Lapin pAb
Remarques/Alias	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7101
GeneID	7101
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 106-385 du NR2E1/TLX humain (NP_003260.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y466
Poids moléculaire	43kDa
Expédition	Sac de glace