


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nr2F1 Pour Ihc-P, Elisa - P10589

Numéro d'article: CM0024592



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NR2F1 humain (COUP-TF I), validé pour IHC-P et ELISA. Réactif croisé avec l'humain. Utile pour les études de régulation génique et de récepteurs nucléaires. Poids moléculaire : 46 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NR2F1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EAR3 ; BBOAS ; EAR-3 ; SVP44 ; BBSOAS ; ERBAL3 ; COUPTF1 ; TFCOUP1 ; COUP-TFI ; TCFCOUP1 ; NR2F1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7025
Identifiant du gène	7025
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 60 et 180 du NR2F1 humain (NP_005645.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10589
Poids protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace