


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nr2F2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24468

Numéro d'article: CM0015251



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NR2F2 humain (facteur de transcription COUP 2). Convient pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription et le développement ovarien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NR2F2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARP1; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII; NR2F2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7026
GeneID	7026
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du NR2F2 humain (NP_066285.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24468
Poids protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace