

Anticorps Polyclonal Anti-Nr5A2 Pour Wb, Ihc-P - 000482

Numéro d'article: CM0018409



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NR5A2 validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Essentiel pour la recherche sur le développement hépatique, le métabolisme du cholestérol et le virus de l'hépatite B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NR5A2 pAb de lapin
Remarques / Alias	B1F, CPF, FTF, B1F2, LRH1, LRH-1, FTZ-F1, hB1F-2, FTZ-F1beta, NR5A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2494
GeneID	2494
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-541 de la protéine NR5A2 humaine (NP_995582.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00482
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace