

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nras Pour Wb - P01111

Numéro d'article: CM0028193



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NRAS validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Détecte le NRAS humain, murin et de rat. Convient aux études sur la voie Ras-MAPK et en oncologie. UniProt P01111.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-NRAS (pAb)
Remarques/Alias	NS6 ; CMNS ; KRAS ; NCMS ; ALPS4 ; N-ras ; NRAS1 ; NRAS
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4893
Identifiant du gène	4893
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 90 et 189 de la protéine NRAS humaine (NP_002515.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01111
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace