


Anticorps Polyclonal Anti-Nrcam Pour Wb Et Elisa - Q92823

Numéro d'article: CM0022845



Introduction

Anticorps polyclonal anti-NRCAM (lapin) pour WB et ELISA. Détecte le NRCAM humain et murin, une molécule d'adhésion cellulaire neuronale essentielle à la croissance des neurites et à la formation des nœuds de Ranvier.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NRCAM Rabbit pAb
Remarques / Alias	NEDNMS; NRCAM
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4897
Identifiant du gène	4897
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-115 de la protéine NRCAM humaine (Q92823).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92823
Poids de la protéine	144 kDa
Expédition	Sac de glace