

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nrd1 Pour Wb, Elisa - 043847

Numéro d'article: CM0029928

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NRD1 (nardilysine) humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Convient pour les études sur la maturation axonale, la myélinisation et la fonction des protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NRD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NRD1; hNRD1; hNRD2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4898
ID de Gène	4898
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-400 du NRD1 humain (NP_001095132.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	043847
Poids Moléculaire	132kDa
Expédition	Sac de glace