

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nrf1 Pour Wb, Elisa Et Chip - Q16656

Numéro d'article: CM0027256



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NRF1 validé pour WB, ELISA et ChIP. Détecte le NRF1 humain, murin et de rat. Immunogène recombinant (aa 240-449). Convient pour la recherche sur les facteurs de transcription et la biologie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NRF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALPHA-PAL ; NRF1
Espèce	Humain
GeneID	4899
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-449 du NRF1 humain (NP_001035199.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16656
Poids protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace