


Anticorps Polyclonal Anti-Nrf2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16236

Numéro d'article: CM0015730



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NRF2 humain (NFE2L2), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et la cytoprotection. SWISS : Q16236.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NRF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	NRF2 ; HEBP1 ; Nrf-2 ; IMDDHH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4780
GeneID	4780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 243-400 du NRF2 humain (NP_006155.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16236
Poids protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace