


Anticorps Polyclonal Anti-Nrf2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16236

Numéro d'article: CM0014692



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le NRF2 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur le stress oxydatif, la cytoprotection et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NRF2 Rabbit pAb
Remarques/alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4780
GeneID	4780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 366-605 du NRF2 humain (NP_006155.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q16236
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace