


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nrf2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16236

Numéro d'article: CM0014689



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NRF2 humain (NP\_006155.2, Q16236) pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Adapté aux recherches sur le stress oxydatif, l'autophagie et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                        |
|----------------------|-------------------------------|
| Nom du produit       | NRF2 Rabbit pAb               |
| Remarques/Synonymes  | NRF2 ; HEBP1 ; Nrf-2 ; IMDDHH |
| Espèce               | Humaine                       |
| GeneID (humain)      | 4780                          |
| GeneID               | 4780                          |
| Immunogène           | Protéine recombinante         |
| Source               | Lapin                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux         |
| Application          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA        |
| Réactivité croisée   | Humain, souris, rat           |
| SWISS                | Q16236                        |
| Poids de la protéine | 68 kDa                        |
| Expédition           | Sac de glace                  |