


Anticorps Polyclonal Anti-Nrg1 Pour Wb, Elisa - Q02297

Numéro d'article: CM0017200



Introduction

pAb de lapin NRG1 pour applications Western blot et ELISA, réactif avec l'humain, la souris et le rat. Explorez la signalisation NRG1-ERBB dans la croissance cellulaire, la différenciation et le neurodéveloppement. Idéal pour la recherche IVD et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NRG1
Remarques/Alias	GGF, HGL, HRG, NDF, ARIA, GGF2, HRG1, HRGA, SMDF, MST131, MSTP131, NRG1-IT2, NRG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3084
GeneID	3084
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de NRG1 humain (NP_039252.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02297
Poids protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace