

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nrg4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwg1

Numéro d'article: CM0025628

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la neureguline-4 humaine (NRG4). Adapté pour Western blot, immunohistochimie et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Outil de recherche pour l'étude de la signalisation par la tyrosine kinase ERBB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NRG4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HRG4 ; NRG4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	145957
GeneID	145957
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la NRG4 humaine (NP_612640.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WWG1
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace