


Anticorps Polyclonal Anti-Nrip1 Pour Wb, Elisa - P48552

Numéro d'article: CM0025175



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NRIP1 (RIP140), adapté pour les applications Western blot et ELISA. Détecte le NRIP1 humain et de souris, un corégulateur transcriptionnel impliqué dans le rythme circadien et le développement rénal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NRIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAKUT3; RIP140; NRIP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8204
GeneID	8204
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 939-1158 du NRIP1 humain (NP_003480.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P48552
Poids moléculaire	127kDa
Expédition	Sac de glace