

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nrip2 Pour Wb, Elisa - Q9Bqi9

Numéro d'article: CM0016869

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine NRIP2 humaine (protéine 2 interagissant avec le récepteur nucléaire), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NRIP2
Remarques/Alias	NRIP2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	83714
ID du gène	83714
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-281 de la protéine NRIP2 humaine (NP_113662.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BQI9
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace