


Anticorps Polyclonal Anti-Nrp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60462

Numéro d'article: CM0029180



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Neuropiline-2 (NRP2/VEGF165R2) humaine. Convient pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Détecte les cibles humaines, murines et de rat. Destiné aux applications de recherche vasculaire et neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NRP2
Remarques/Alias	NP2, NPN2, PRO2714, VEGF165R2, NRP2
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	8828
ID du gène	8828
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-219 de la NRP2 humaine (NP_957718.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60462
Poids protéique	105 kDa
Expédition	Sac de glace