


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nrxn1 Pour Wb, Elisa - P58400 / Q9ULb1

Numéro d'article: CM0012933



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NRXN1 de haute qualité, validé pour la WB et l'ELISA. Reconnaît la neurexine-1-bêta humaine et murine, une molécule clé d'adhésion synaptique impliquée dans la formation des synapses. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NRXN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PTHSL2; SCZD17; Hs.22998; NRXN1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9378
GeneID	9378
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-310 de la NRXN1 humaine (NP_001129131.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P58400 / Q9ULB1
Poids moléculaire de la protéine	15kDa / 46kDa / 161kDa / 164kDa / 169kDa
Expédition	Sac de glace