

Anticorps Polyclonal Anti-Nrxn3 Pour Wb, Elisa - Q9Hdb5/Q9Y4C0

Numéro d'article: CM0016018

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NRXN3 humain, réactif avec les protéines humaines, murines et de rat. Validé pour la WB et l'ELISA. Idéal pour étudier le rôle de la neurexine-3 dans l'adhésion synaptique et la modulation des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NRXN3
Remarques/Alias	C14orf60 ; NRXN3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9369
GeneID	9369
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 373-432 de NRXN3 humain (NP_620426.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9HDB5/Q9Y4C0
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa/47 kDa/50 kDa/69 kDa/117 kDa/153 kDa/180 kDa
Expédition	Avec poche réfrigérante