


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nsa2 Pour Wb Et Elisa - 095478

Numéro d'article: CM0015447



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine NSA2 (TINP1/HCLG1), adapté pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NSA2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HCLG1; TINP1; CDK105; HCL-G1; HUSSY29; HUSSY-29; NSA2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	10412
ID du gène	10412
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la NSA2 humaine (NP_055701.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095478
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sachet de glace