


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nsd2/Whsc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96028

Numéro d'article: CM0030375



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre WHSC1/NSD2, une histone méthyltransférase. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris. Pour les études épigénétiques et de biologie de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WHSC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	WHS; TRX5; KMT3F; KMT3G; MMSET; RAUST; WHSC1; REIIBP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7468
GeneID	7468
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de WHSC1 humain (NP_579877.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O96028
Poids Protéique	152kDa
Expédition	Sac de glace