


## Anticorps Polyclonal Anti-Nsd3/Whsc1L1 Pour Wb Et Elisa - Q9Bz95

Numéro d'article: CM0019754



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine NSD3/WHSC1L1, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Utile pour l'étude des marques épigénétiques H3K4me2 et H3K27me2 dans la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | NSD3/WHSC1L1 Rabbit pAb                                                                                                                          |
| Remarques/Alias      | KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; NSD3/WHSC1L1                                                                                            |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                          |
| ID du gène           | 54904                                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 430-590 de la protéine humaine NSD3/WHSC1L1 (NP_075447.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                            |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humaine, murine                                                                                                                                  |
| SWISS                | Q9BZ95                                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 162 kDa                                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac réfrigérant                                                                                                                                  |