


Anticorps Monoclonal Anti-Nsdhl Pour Wb, Elisa - Q15738

Numéro d'article: CM0003200



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-NSDHL de qualité recherche validé pour WB et ELISA. Cible le NSDHL humain (Q15738), une stérol-4-alpha-carboxylate 3-déshydrogénase impliquée dans la biosynthèse du cholestérol et le trafic de l'EGFR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NSDHL Lapin mAb
Remarques/Alias	H105E3; XAP104; SDR31E1; NSDHL
Espèce	Humain
GeneID	50814
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-150 du NSDHL humain (NP_057006.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15738
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace