

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nsf Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P46459

Numéro d'article: CM0016897



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la NSF humaine (ATPase de fusion de vésicules) validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté pour les études sur le trafic vésiculaire et la fonction de l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NSF Rabbit pAb
Remarques / Alias	SKD2; DEE96; SEC18; NSF
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4905
ID du gène	4905
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 251-400 de la NSF humaine (NP_006169.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46459
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace