

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nsfl1C (P47) Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Unz2

Numéro d'article: CM0025325



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le NSFL1C/p47 humain, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'appareil de Golgi, la mitose et les voies liées à la VCP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NSFL1C Rabbit pAb
Remarques/Alias	P47; UBX1; UBXD10; UBXN2C; dj776F14.1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55968
ID du gène	55968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-185 du NSFL1C humain (NP_057227.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNZ2
Poids moléculaire de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace