

Anticorps Polyclonal Anti-Nsmf Pour Wb, Elisa - Q6X4W1

Numéro d'article: CM0027837

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NSMF pour WB et ELISA ; détecte l'NSMF humain et murin (aussi appelé NELF ou HH9), un facteur de signalisation synaptonucléaire du récepteur NMDA de 60 kDa impliqué dans la migration neuronale et la cytoarchitecture dendritique. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NSMF Rabbit pAb
Remarques / Alias	HH9 ; NELF ; NSMF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26012
GeneID	26012
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 226-505 de l'NSMF humain (NP_001124443.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6X4W1
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace