

Anticorps Polyclonal Anti-Nsrp1 Pour Wb, Elisa - Q9H0G5

Numéro d'article: CM0022667

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NSRP1 (CCDC55/NSrp70), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Adapté aux études sur l'épissage des pré-ARNm et la dynamique des speckles nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	NSRP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CCDC55 ; NSrp70 ; HSPC095 ; NEDSSBA ; NSRP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84081
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la NSRP1 humaine (NP_115517.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0G5
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace