

## Anticorps Monoclonal Anti-Nsun2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08J23

Numéro d'article: CM0006956

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin NSUN2 validé pour le Western blot, l'immunohistochimie, l'immunofluorescence, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Détecte NSUN2 humain et murin, une ARN méthyltransférase impliquée dans la modification des ARNt/ARNm et le développement.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | AcM de lapin NSUN2                                                                                                           |
| Remarques/Alias             | MISU ; MRT5 ; SAKI ; TRM4 ; NSUN2                                                                                            |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                       |
| ID du gène (Humain)         | 54888                                                                                                                        |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 617-708 de NSUN2 humain (NP_060225.4) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                        |
| Application                 | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                 |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris                                                                                                               |
| SWISS                       | Q08J23                                                                                                                       |
| Poids moléculaire protéique | 86 kDa                                                                                                                       |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                 |