

Anticorps Polyclonal Anti-Nsun2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08J23

Numéro d'article: CM0028055

Introduction

pAc de lapin NSUN2 de haute qualité validée pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Cible NSUN2 humain (Q08J23) avec réactivité croisée souris et rat. Idéal pour la recherche sur la méthylation de l'ARN et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin NSUN2
Remarques/Alias	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54888
GeneID	54888
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 617-708 de NSUN2 humain (NP_060225.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08J23
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace