

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nsun3 Pour Wb & Elisa - Q9H649

Numéro d'article: CM0016153

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NSUN3 humain, une ARN méthyltransférase mitochondriale associée au COXPD48. Validé pour le WB et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NSUN3 Lapin pAb
Remarques/Alias	MST077; COXPD48; MSTP077; NSUN3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	63899
ID de gène	63899
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de NSUN3 humain (NP_071355.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H649
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace