

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nt5E/Cd73 - P21589

Numéro d'article: CM0006191



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre NT5E/CD73 humain, validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux études sur l'activité nucléotidase et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NT5E/CD73
Remarques/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4907
GeneID	4907
Immunogène	Protéine recombinante/protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-547 de NT5E/CD73 humain (NP_002517.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P21589
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa/63 kDa
Expédition	Sac de glace