


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ntf3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20783

Numéro d'article: CM0029393



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant le NTF3 humain (Neurotrophine-3) pour Western blot, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la survie neuronale et les facteurs neurotrophiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NTF3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NT3 ; HDNF ; NGF2 ; NT-3 ; NGF-2 ; NTF3
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	4908
Identifiant du Gène	4908
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-257 du NTF3 humain (NP_002518.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P20783
Poids Moléculaire de la Protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace