


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nth1 Pour Wb, Elisa - P78549

Numéro d'article: CM0003171



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant contre NTH1 humain (protéine 1 de type endonucléase III) pour applications Western blot et ELISA. Validé sur échantillons humains, adapté à la recherche sur la réparation de l'ADN et les dommages oxydatifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NTH1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4913
GeneID	4913
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-136 de NTH1 humain (NP_002519.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P78549
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sachet de glace