


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ntmt1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv86

Numéro d'article: CM0029462



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la NTMT1 humaine (méthyltransférase N-terminale). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la chromatine et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NTMT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NRMT ; NRMT1 ; NTM1A ; AD-003 ; HOMT1A ; C9orf32 ; METTL11A ; NTMT1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	28989
GeneID	28989
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BV86
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace