


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ntpcr Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsd7

Numéro d'article: CM0018617



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NTPCR validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le NTPCR humain et de souris, une nucléoside-triphosphatase liée au cancer. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NTPCR Lapin pAb
Remarques/Alias	THEP1, C1orf57, HCR-NTPase, NTPCR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84284
GeneID	84284
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 91-190 du NTPCR humain (NP_115700.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BSD7
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace