


Anticorps Polyclonal Anti-Ntrk1/Ntrk2/Ntrk3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P04629/Q16620/Q16288

Numéro d'article: CM0020772



Introduction

Anticorps polyclonal lapin de haute qualité ciblant NTRK1, NTRK2, NTRK3. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des neurotrophines et le développement de tests de neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	NTRK1/NTRK2/NTRK3 Lapin pAb
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4914/4915/4916
GeneID	4914/4915/4916
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 700-796 de NTRK1/NTRK2/NTRK3 humain (NP_002520.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
Expédition	Sac de glace