

Anticorps Polyclonal Anti-Nts Pour Wb, If-P, Elisa - P30990

Numéro d'article: CM0015218



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le NTS humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction de la neurotensine dans le métabolisme des graisses et la contraction des muscles lisses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NTS Lapin pAb
Remarques/Alias	NN ; NT ; NT/N ; NTS1 ; NMN-125 ; NTS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4922
GeneID	4922
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-148 du NTS humain (NP_006174.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P30990
Poids protéique	20 kDa
Expédition	Sac de glace