

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nts Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30990

Numéro d'article: CM0013752



Introduction

Le pAc de Lapin NTS est un anticorps polyclonal reconnaissant la neurotensine/neuromédine N humaine, murine et ratine. Validé pour WB, IHC-P et ELISA, il est idéal pour explorer les rôles de la neurotensine dans le métabolisme des graisses et la régulation du muscle lisse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NTS pAc Lapin
Remarques/Alias	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4922
ID de Gène	4922
Immunogène	peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-170 du NTS humain (NP_006174.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30990
Poids Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace