

Anticorps Polyclonal Anti-Ntsr1 Pour Wb Et Elisa - P30989

Numéro d'article: CM0028068



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur de la neurotensine de haute affinité de type 1 (NTSR1), validé pour WB et ELISA, réactif chez l'homme et la souris. Adapté aux applications de recherche sur la signalisation des GPCR et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NTSR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NTR; NTSR1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4923
Identifiant du gène	4923
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 70 de la protéine NTSR1 humaine (NP_002522.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P30989
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace