

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nuak1 Pour Wb, Elisa - O60285

Numéro d'article: CM0018934

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la kinase NUAK1/ARK5 humaine, validé pour les applications de western blot et d'ELISA. Détecte les protéines humaines et de rat ; idéal pour l'étude des voies d'adhésion cellulaire, de sénescence et de progression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUAK1 Rabbit pAb
Remarques/alias	ARK5, NUAK1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9891
GeneID	9891
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 362 à 661 de NUAK1 humaine (NP_055655.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	O60285
Poids moléculaire	74 kDa
Expédition	Sac réfrigérant