

Anticorps Polyclonal Anti-Nuak2 Pour If/Icc - Q9H093

Numéro d'article: CM0023960

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NUA2 humain (SNARK), validé pour l'immunofluorescence/immunocytochimie. Utilisé pour la recherche sur l'apoptose, la migration cellulaire, la signalisation Hippo et le développement du tube neural.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUAK2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NUAK2 ; SNARK ; NUAK family kinase 2
Espèce	humain
GeneID (Humain)	81788
GeneID	81788
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H093
Poids protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace