


Anticorps Polyclonal Anti-Nub1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5A7

Numéro d'article: CM0018792



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NUB1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible NEDD8 ultimate buster 1, un régulateur négatif du système de conjugaison de NEDD8, adapté à la recherche sur la dégradation par le protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BS4 ; NUB1L ; NYREN18 ; NUB1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51667
GeneID	51667
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de l'IFT140 humain (NP_001350458.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y5A7
Poids moléculaire	71 kDa
Expédition	Sac de glace