

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nubp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P53384

Numéro d'article: CM0020059

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin NUBP1, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Cible le facteur d'assemblage du cluster Fe-S cytosolique NUBP1, réagit croisé avec Humain, Souris, Rat. Idéal pour l'étude de la biogenèse des protétes fer-soufre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NUBP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NBP; NBP1; CIAO5; NBP35; NUBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4682
GeneID	4682
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201-320 de NUBP1 humain (NP_002475.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53384
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace