

Anticorps Polyclonal Anti-Nucb2 Pour Wb, Elisa - P80303

Numéro d'article: CM0014253

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la NUCB2 humaine, validé pour WB et ELISA. Adapté à la recherche sur l'homéostasie calcique, le métabolisme énergétique et la signalisation par les protéines G. Réactivité croisée avec l'homme et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUCB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NEFA; HEL-S-109; NUCB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4925
GeneID	4925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 321-420 de la NUCB2 humaine (NP_005004.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P80303
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac isotherme