

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nucks1 Pour Wb Et Elisa - Q9H1E3

Numéro d'article: CM0022402

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NUCKS1 de haute qualité validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, montrant une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la réparation de l'ADN par recombinaison homologue et la dynamique de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUCKS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	JC7; NUCKS; NUCKS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	64710
GeneID	64710
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de NUCKS1 humain (NP_073568.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H1E3
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace