


Anticorps Monoclonal Anti-Protéine De La Matrice Nucléaire P84 (Thoc1) Pour Wb, Ip, Elisa - Q96Fv9

Numéro d'article: CM0011268



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine de la matrice nucléaire p84 (THOC1), avec l'accession SWISS Q96FV9. Convient aux analyses par western blot, immunoprécipitation et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Permet d'étudier le complexe TREX et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-protéine de la matrice nucléaire p84 (THOC1)
Remarques/alias	P84 ; HPRI ; P84N5 ; DFNA86 ; Protéine de la matrice nucléaire p84 (THOC1)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9984
ID du gène	9984
Immunogène	Peptide synthétique - peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 450 de la protéine humaine de la matrice nucléaire p84 (THOC1) (NP_005122.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96FV9
Poids moléculaire	76 kDa
Expédition	Poche de glace