


Anticorps Polyclonal De Lapin Dirigé Contre La Protéine De Matrice Nucléaire P84 (Thoc1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Fv9

Numéro d'article: CM0027912



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine humaine THOC1/p84 (76kDa). Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Explore l'export d'ARNm, l'apoptose, le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Protéine de matrice nucléaire p84 (THOC1) Lapin pAb
Remarques/Alias	P84; HPR1; P84N5; DFNA86; Protéine de matrice nucléaire p84 (THOC1)
Espèce	Humain
GenelD (humain)	9984
GenelD	9984
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 428-657 de la protéine de matrice nucléaire humaine p84 (NP_005122.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96FV9
Poids moléculaire	76kDa
Expédition	Sac de glace