

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nucleobindin-1 (Nucb1) Pour Wb Et Elisa - Q02818

Numéro d'article: CM0021541



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la nucléobindine-1 humaine (NUCB1/CALNUC), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour l'étude des fonctions des protéines de liaison au calcium de l'appareil de Golgi et de la signalisation des protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	NUCB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NUC; CALNUC; NUCB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 302-461 de NUCB1 humaine (NP_006175.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q02818
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace