

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nucléoline (Ncl) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P19338

Numéro d'article: CM0025732



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NCL de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la nucléoline humaine et murine, une protéine nucléolaire majeure. Idéal pour la recherche sur la chromatine et les ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin NCL
Remarques/Alias	C23; Nsr1; NCL
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4691
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-466 de la NCL humaine (NP_005372.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P19338
Poids moléculaire protéique	77kDa
Expédition	Sac de glace