

Anticorps Monoclonaux Anti-Nucléophosmine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06748

Numéro d'article: CM0008538



Introduction

Anticorps monoclonaux anti-Nucléophosmine validés pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes, la duplication des centrosomes et la régulation des suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Nucléophosmine Lapin mAb
Remarques/Alias	B23; NPM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4869
GeneID	4869
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 9-122 de NPM1 humain (NP_001238905.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06748
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace