


Anticorps Polyclonal Anti-Nudc Pour Wb, Elisa - Q9Y266

Numéro d'article: CM0027519



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NUDC humain (protéine de migration nucléaire nudC), validé pour WB et ELISA. Convient pour la détection du NUDC dans des échantillons humains, de souris et de rat. Immunogène recombinant, 38 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NUDC Lapin pAb
Remarques/Alias	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10726
GeneID	10726
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-331 du NUDC humain (NP_006591.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y266
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace